

Chiêm Hóa, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Số: 381 /TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế tổng thể của các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa.

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị Y tế tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị Y tế cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn. Số điện thoại văn thư: 0984.551.694

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về: Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

- Nhận qua Email tại địa chỉ: ttytchiemhoa@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 10/12/2025 đến 17h00 ngày 17/12/2025, các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 17/12/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế: (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn tài chính.

4. Các thông tin khác: Gửi hồ sơ năng lực kèm theo báo giá.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (để đăng tải);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, HST.



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Linh



DANH MỤC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa)
Kính chào giá số 381 ngày 10/12/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	MÁY THỞ Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: EVITA V600 Hãng/ xuất xứ: Drager/ Đức Năm sản xuất: 2021 Số seri: ASPJ-0094 Bảo dưỡng máy thở	- Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng khí - Bảo dưỡng, vệ sinh tấm lọc không khí - Bảo dưỡng bo mạch điều khiển - Bảo dưỡng bo mạch nguồn - Bảo dưỡng quạt tản nhiệt.	1	Dịch vụ
2	MÁY THỞ Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: EVITA V300 Hãng/ xuất xứ: Drager/Đức Năm sản xuất: Số seri: ASPJ-0281 Bảo dưỡng máy thở	- Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng khí - Bảo dưỡng, vệ sinh tấm lọc không khí - Bảo dưỡng mạch điều khiển - Bảo dưỡng bo mạch nguồn - Bảo dưỡng quạt tản nhiệt.	1	Dịch vụ
3	MÁY THỞ DÒNG CAO HFNC Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: HUMID-BH Hãng/ xuất xứ: Shenyang/ Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số seri: 302010003210830083 Bảo dưỡng máy thở	- Hiệu chỉnh cảm biến khí - Vệ sinh tấm lọc không khí - Bảo dưỡng mạch điều khiển - Bảo dưỡng bo mạch nguồn.	1	Dịch vụ
4	MÁY THỞ DÒNG CAO HFNC Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: HUMID-BH Hãng/ xuất xứ: Shenyang/ Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số seri: 302010003210830006 Bảo dưỡng máy thở	- Hiệu chỉnh cảm biến khí - Vệ sinh lọc khí - Bảo dưỡng bo mạch điều khiển.	1	Dịch vụ

5	MÁY SỐC TIM Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: TEC-5521K Hãng/ xuất xứ: Nihon Kohden/ Nhật Bản Năm sản xuất: 2016 Số seri: 18676 Bảo dưỡng máy sốc tim	- Hiệu chỉnh điện áp sạc và xả - Bảo dưỡng bo mạch chính - Bảo dưỡng mạch nạp nguồn.	1	Dịch vụ
6	MÁY ĐIỆN TIM Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: ZQ-1203G Hãng/ xuất xứ: Zoncare / Trung Quốc Năm sản xuất: 2016 Số seri: G61CW81060099 Bảo dưỡng máy điện tim	- Hiệu chỉnh kết quả đo - Vệ sinh dây cáp điện tim - Vệ sinh bộ điện cực giác hút - Vệ sinh bộ kẹp chi - Bảo dưỡng, vệ sinh máy in nhiệt - Hiệu chỉnh kết quả đo	1	Dịch vụ
7	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: VP-700 Hãng/ xuất xứ: Votem / Hàn Quốc Năm sản xuất: 2016 Số seri: EIBR 061 Sửa chữa, bảo dưỡng máy theo dõi bệnh nhân	- Sửa chữa màn hình hiển thị - Vệ sinh dây và bao đo huyết áp - Bảo dưỡng, vệ sinh bộ dây đo điện tim gồm: điện cực giác hút, kẹp chi - Bảo dưỡng mô tơ bơm hơi đo huyết áp - Hiệu chỉnh kết quả đo	1	Dịch vụ
8	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: PMS8000DUNI Hãng/ xuất xứ: FAZZINI/ Ý Năm sản xuất: 2022 Số seri: E7220519145 Sửa chữa, bảo dưỡng máy theo dõi bệnh nhân	- Hiệu chỉnh đầu đo điện tim - Hiệu chỉnh cảm biến SpO2 - Bảo dưỡng mô tơ bơm hơi đo huyết áp - Bảo dưỡng, vệ sinh bao đo huyết áp.	1	Dịch vụ

9	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: CMS8000 Hãng/ xuất xứ: CONTEC / Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số seri: 21121300082 Sửa chữa, bảo dưỡng máy theo dõi bệnh nhân.	- Sửa chữa màn hình. - Bảo dưỡng mạch đo SpO2 - Bảo dưỡng mô tơ bơm hơi đo huyết áp - Hiệu chỉnh cảm biến SpO2 - Vệ sinh, bảo dưỡng bao đo huyết áp.	1	Dịch vụ
10	MÁY TRUYỀN DỊCH Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: VP7s Hãng/ xuất xứ: Fresenius Kabi/ Trung Quốc Năm sản xuất: 2022 Số seri: 81196680 Bảo dưỡng máy truyền dịch	- Hiệu chỉnh và bảo dưỡng mô tơ bước - Tra dầu mỡ bôi trơn hệ thống truyền động - Vệ sinh, bảo dưỡng bàn phím điều khiển. - Bảo dưỡng bo mạch chính - Bảo dưỡng mạch bo mạch nguồn. - Bảo dưỡng công tắc hành trình - Bảo dưỡng mạch nguồn.	1	Dịch vụ
11	BƠM TIÊM ĐIỆN Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: TE-SS730 Hãng/ xuất xứ: Terumo / Nhật Bản Năm sản xuất: 2021 Số seri: 2109010661 Bảo dưỡng bơm tiêm điện	- Hiệu chỉnh và bảo dưỡng mô tơ bước - Tra dầu mỡ bôi trơn hệ thống truyền động - Vệ sinh, bảo dưỡng bàn phím điều khiển. - Bảo dưỡng bo mạch chính - Bảo dưỡng mạch bo mạch nguồn. - Bảo dưỡng bo mạch chính.	1	Dịch vụ

TIN
TRUN
Y T
KHU
HIỆM

12	BƠM TIÊM ĐIỆN Khoa: Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Model: TE-SS730 Hãng/ xuất xứ: Terumo / Nhật Bản Năm sản xuất: 2021 Số seri: 2109010662 Bảo dưỡng bơm tiêm điện.	- Hiệu chỉnh và bảo dưỡng mô tơ bước - Tra dầu mỡ bôi trơn hệ thống truyền động - Bảo dưỡng công tắc hành trình - Bảo dưỡng mạch nguồn - Bảo dưỡng bo mạch chính.	1	Dịch vụ
13	MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ Khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Model: HC Sound Hãng/ xuất xứ: Pagani/ Ý Năm sản xuất: 2016 Số seri: 293 Sửa chữa, bảo dưỡng máy siêu âm điều trị	- Sửa chữa 10 phím điều khiển - Sửa chữa dây giắc cắm đầu dò - Sửa chữa tấm dao động đầu dò - Bảo dưỡng, vệ sinh bo mạch chính - Bảo dưỡng, hiệu chỉnh bo mạch nguồn.	1	Dịch vụ
14	MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ Khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Model: ST-10A Hãng/ xuất xứ: Stratek/ Hàn Quốc Năm sản xuất: 2012 Số seri: 6372 Sửa chữa, bảo dưỡng máy siêu âm điều trị.	- Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa mạch đầu dò - Tra dầu bảo dưỡng quạt tản nhiệt - Sửa chữa giắc cắm hồng.	1	Dịch vụ
15	MÁY XUNG KÍCH TRỊ LIỆU Khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Model: BTL-5000 SWT POWER Hãng/ xuất xứ: BTL/ Anh Năm sản xuất: 2018 Số seri: 01400B001388 Sửa chữa, bảo dưỡng máy xung kích trị liệu.	- Sửa chữa bộ nén khí - Sửa chữa dây dẫn khí nén bị hỏng - Sửa chữa đầu phát sóng điều trị - Bảo dưỡng bình khí nén - Bảo dưỡng mô tơ bơm khí nén.	1	Dịch vụ

16	MÁY ĐIỆN CHÂM KHÔNG DÙNG KIM Khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Model: POINTRON 802 Hãng/ xuất xứ: DAEYANG / Hàn Quốc Năm sản xuất: 2020 Số seri: DY39-16005 Sửa chữa, bảo dưỡng máy điện châm không dùng kim.	- Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa bơm hút chân không - Sửa chữa các nút vận bị hỏng - Bảo dưỡng dây điện cực giác hút.	1	Dịch vụ
17	MÁY ĐIỆN CHÂM KHÔNG DÙNG KIM Khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Model: POINTRON 802 Hãng/ xuất xứ: DAEYANG / Hàn Quốc Năm sản xuất: 2020 Số seri: DY39-16002 Sửa chữa, bảo dưỡng máy điện châm không dùng kim.	- Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa 10 nút vận bị hỏng - Sửa chữa bơm hút chân không - Bảo dưỡng, vệ sinh dây điện cực giác hút.	1	Dịch vụ
18	MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG Khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Model: HC Alfatrac Hãng/ xuất xứ: Pagani / Ý Năm sản xuất: 2015 Số seri: 148 Sửa chữa, bảo dưỡng máy kéo giãn cột sống.	- Sửa chữa bo mạch chính - Điều chỉnh lại thông số chu trình. - Căn chỉnh lực kéo lưng, cổ - Sửa chữa bo điều khiển - Sửa chữa công tắc hành trình - Sửa chữa bộ thu dây kéo.	1	Dịch vụ
19	NỒI HẤP TIẾT TRÙNG NHIỆT ĐỘ CAO Khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn Model: TC-500 Hãng/ xuất xứ: GEMMY / Đài Loan Năm sản xuất: 2018 Số seri: 1803765 Sửa chữa, bảo dưỡng máy hấp tiệt khuẩn.	- Sửa chữa, bảo dưỡng bơm hút chân không - Thi công đường tiếp địa - Sửa chữa van điện từ hỏng - Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ - Hiệu chỉnh, mở thử van an toàn - Bảo dưỡng, vệ sinh nồi hơi - Vệ sinh toàn bộ máy.	1	Dịch vụ

YÊN DƯA

20	MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP Khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn Model: R55IMIELS8HQA Hãng/ xuất xứ: IMESA/ Ý Năm sản xuất: 2018 Số seri: L201803001 Sửa chữa, bảo dưỡng máy giặt.	- Sửa chữa bộ vòng bi máy giặt - Sửa chữa bộ phốt trục máy - Bảo dưỡng động cơ máy giặt - Tra dầu mỡ bôi trơn các vòng bi mô tơ máy giặt - Hiệu chỉnh thông số các chu trình giặt - Vệ sinh lồng giặt - Vệ sinh gioăng cửa - Bỏ sung đường nối đất cho máy - Vệ sinh đường xả. - Vệ sinh van xả đáy - Vệ sinh toàn bộ bề mặt máy.	1	Dịch vụ
21	MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP Khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn Model: T55IMB59SJXXA Hãng/ xuất xứ: IMESA / Ý Năm sản xuất: 2018 Số seri: E201803041 Sửa chữa, bảo dưỡng máy sấy.	- Sửa chữa bo nguồn chính - Tra dầu mỡ, bảo dưỡng mô tơ lồng sấy - Tra dầu mỡ, bảo dưỡng mô tơ quạt gió - Căn chỉnh dây cu roa - Bỏ sung đường nối đất cho máy.	1	Dịch vụ
22	ĐÈN CHIẾU VÀNG DA SƠ SINH Khoa: Nhi Model: BT-400 Hãng/ xuất xứ: Bistos / Hàn Quốc Số seri: EAF10027 Sửa chữa, bảo dưỡng đèn chiếu vàng da.	- Sửa chữa bo mạch nguồn - Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa nút vận điều chỉnh chế độ.	1	Dịch vụ

23	MÁY TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG Khoa: Nhi Model: TE-LF600 Hãng/ xuất xứ: Terumo / Nhật Bản Năm sản xuất: 2017 Số seri: 1701010417 Sửa chữa, bảo dưỡng máy truyền dịch.	- Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa bo mạch nguồn - Sửa chữa bàn phím điều khiển - Sửa chữa cảm biến đếm giọt.	1	Dịch vụ
24	MÁY TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG Khoa: Nhi Model: TE-LF600 Hãng/ xuất xứ: Terumo / Nhật Bản Năm sản xuất: 2017 Số seri: 1701010419 Sửa chữa, bảo dưỡng máy truyền dịch.	- Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa bo mạch nguồn - Sửa chữa bàn phím điều khiển - Sửa chữa cảm biến đếm giọt.	1	Dịch vụ
25	BƠM TIÊM ĐIỆN Khoa: Nhi Model: TE*SS700N03 Hãng/ xuất xứ: Terumo/Nhật Bản Số seri: 1805010260 Sửa chữa, bảo dưỡng bơm tiêm điện	- Sửa chữa bo mạch chính - Sửa chữa bo mạch nguồn - Tra dầu mỡ bảo dưỡng hệ thống truyền động - Sửa chữa bàn phím điều khiển - Bảo dưỡng mô tơ bước.	1	Dịch vụ
26	GHẾ NHA KHOA Khoa: Răng hàm mặt Model: St3604 Hãng/ xuất xứ: FOSHAN/ Trung Quốc Năm sản xuất: 2016 Số seri: 7298 Sửa chữa, bảo dưỡng ghế nha khoa	- Sửa chữa máy lấy cao răng - Sửa chữa đèn chiếu - Sửa chữa dây dẫn hơi, dây dẫn nước bị hỏng - Vệ sinh lọc cặn nước thoát - Sửa chữa đồng hồ đo áp suất - Vệ sinh, bảo dưỡng máy nén khí.	1	Dịch vụ

27	GHẾ NHA KHOA Khoa: Khám bệnh Model: ST-D520 Hãng/ xuất xứ: Foshan / Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số seri: 5202103106 Sửa chữa, bảo dưỡng ghế nha khoa.	- Sửa chữa máy lấy cao răng - Sửa chữa đèn chiếu - Sửa chữa dây dẫn hơi, dây dẫn nước bị hỏng - Vệ sinh lọc cặn nước thoát - Sửa chữa đồng hồ đo áp suất - Vệ sinh, bảo dưỡng máy nén khí.	1	Dịch vụ
28	MÁY LY TÂM Khoa: Xét nghiệm Model: PLC-05 Hãng/ xuất xứ: Gemmy/ Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số Seri: 2102155 Sửa chữa, bảo dưỡng máy ly tâm.	- Sửa chữa nút xoay điều chỉnh thời gian - Bảo dưỡng mô tơ chính - Vệ sinh toàn bộ máy.	1	Dịch vụ
29	DAO MỎ ĐIỆN Khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức Model: DT-300P Hãng/ xuất xứ: Daiwa/ Hàn Quốc Năm sản xuất: 2013 Số Seri: DT4ANE003 Sửa chữa, bảo dưỡng dao mổ điện.	- Sửa chữa bo mạch cao áp - Bảo dưỡng bo mạch nguồn - Bảo dưỡng vệ sinh các giác kết nối tay dao - Sửa chữa bàn đạp điều khiển bằng chân.	1	Dịch vụ
30	DAO MỎ ĐIỆN Khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức Model: Hãng/ xuất xứ: Năm sản xuất: 2013 Số Seri: DT4ANE003 Bảo dưỡng dao mổ điện.	- Sửa chữa bo mạch cao áp - Sửa chữa bo mạch nguồn - Bảo dưỡng vệ sinh các giác kết nối tay dao - Sửa chữa bàn đạp điều khiển bằng chân.	1	Dịch vụ

NH
 JNG :
 Y TẾ
 U VỤ
 EM H

31	DAO MỔ ĐIỆN Khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức Model: Hãng/ xuất xứ: Năm sản xuất: 2013 Số Seri: <i>DT4ANE003</i> Bảo dưỡng dao mổ điện.	- Sửa chữa bo mạch cao áp - Sửa chữa bo mạch nguồn - Bảo dưỡng vệ sinh các giác kết nối tay dao - Sửa chữa bàn đạp điều khiển bằng chân.	1	Dịch vụ
32	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức Model: MX430 Hãng/ xuất xứ: Philips/ Đức Năm sản xuất: 2016 Số Seri: <i>DE54802200</i> Sửa chữa, bảo dưỡng máy theo dõi bệnh nhân.	- Sửa chữa màn hình hiển thị - Bảo dưỡng bo mạch chính - Bảo dưỡng mạch nguồn - Hiệu chỉnh biến SpO2 - Vệ sinh dây và bao đo huyết áp - Hiệu chỉnh kết quả đo.	1	Dịch vụ
33	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức Model: HM900FP Hãng/ xuất xứ: Hillmed/ Mỹ Năm sản xuất: 2016 Số Seri: <i>HM1212F27</i> Sửa chữa, bảo dưỡng máy theo dõi bệnh nhân.	- Sửa chữa màn hình - Sửa chữa, bảo dưỡng dây đo điện tim - Vệ sinh, bảo dưỡng dây và bao đo huyết áp - Bảo dưỡng bo mạch chính - Bảo dưỡng mạch nguồn - Hiệu chỉnh kết quả đo.	1	Dịch vụ
34	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN Khoa: Phẫu thuật gây mê hồi sức Model: PMS8000DUNI Hãng/ xuất xứ: Fazzini/ Ý Năm sản xuất: 2022 Số Seri: <i>E7220519199</i> Sửa chữa, bảo dưỡng máy theo dõi bệnh nhân.	- Vệ sinh, bảo dưỡng dây bao đo huyết áp - Vệ sinh, bảo dưỡng dây đo điện tim - Bảo dưỡng bo mạch chính - Bảo dưỡng mạch nguồn - Hiệu chỉnh kết quả đo.	1	Dịch vụ